



REHASPRING INBODY 970

- Analýza složení těla s revoluční multifrekvenční technologií přístroje InBody970
- Segmentální měření: tuková hmota, svaly, tělesná voda, minerály, a další
- Unikátní 3MHz frekvence měření pro přesná data, bez odhadů



INBODY 970 TĚLESNÁ ANALÝZA

Analýza tělesného složení metodou segmentové bioelektrické impedanční analýzy (BIA)

- Segmentální složení těla: oddělená analýza svalů / tuků / vody / minerálů a jejich distribuce v jednotlivých částech těla
- Výsledky měření vyhodnotí vaši skutečnou fyzickou kondici a doporučí nastavení individuálního plánu pohybových aktivit a stravy
- Sledujte vývoj vašeho zdravotního stavu a získajte doporučení pro vylepšení nebo udržení vaší stávající kondice


Výhody segmentálního měření:

- Oddělené měření tukové hmoty, svalů, tělesné vody, minerálů a dalších parametrů
- Měření viscerálního tuku
- Přesnější měření bazální metabolické rychlosti
- Segmentální analýza umožňuje nezávislé sledování vývoje zvolených parametrů a tím i precizní cílení terapie



Přístroj InBody 970

Měří kompletní tělesné složení a sleduje efektivitu nastaveného výživového režimu / pohybových aktivit



Rychlé a přesné výsledky

Získejte komplexní údaje o složení vašeho těla vč. poměrného rozložení svaloviny mezi končetinami a trupem



www.rehaspring.cz

Objednávejte se na terapii
ONLINE v systému Medevio
my.medevio.cz/fyziio-rehaspring

